



PHARMACEUTIQUE

AVENTIS - USIPHAR (61)

Déminéralisation

- Production d'eau purifiée qualifiée pour la fabrication de médicaments (Di-Antalvic).
- Eau purifiée conforme à la pharmacopée Américaine (USP 24) et Européenne.
- Conductivité: $0,2 \mu\text{S}/\text{cm}$ à 25°C .
- Bactériologie: $< 100 \text{ CFU}/\text{ml}$.
- TOC: $< 100 \text{ ppb}$.
- Débit: $6 \text{ m}^3/\text{h}$.
- Procédés utilisés:
 - Déminéralisation simplex sur résines échangeuses d'ions par lit flottant,
 - Chaînage cation fort/anion fort/finisseur.

