



## PHARMACEUTIQUE

PHARMACIE CENTRALE DES ARMÉES (37)

### Osmose Inverse/Électrodéionisation/Ozone

- Production d'eau hautement purifiée vrac conforme à L'USP 25 et à la Pharmacopée Européenne.
- Procédés utilisés :
  - Fonctionnement continu (débit 6 m<sup>3</sup>/h),
  - Bi-Osmose Inverse/Electrodéionisation
- Qualité de l'Eau purifiée vrac produite aux points d'utilisation :
  - Conductivité : de 0,06 à 0,1 µs/cm à 25 °C,
  - Bactériologie : < 1 CFU/100 ml \*, COT : < 10 ppb
  - Endotoxine : < 0,06 UE/ml \*. (\* boucle ozonée)

